

Paro de zeehond



Wat is het?

Paro de zeehond is een sociale robot die interactie en communicatie stimuleert. De witte vacht, de grote ogen en zijn levensechte gedrag zorgen voor bijzondere momenten tijdens het gebruik. Paro zorgt voor bijzondere emoties bij de gebruikers. Door de sensoren onder zijn vacht, reageert Paro op geluid, aanraking, beweging, licht/donker en onthoudt Paro zijn naam op lange termijn. Deze sensoren zorgen dat het gedrag van Paro constant wordt afgestemd op de prikkels die Paro krijgt.

Voor wie is dit product geschikt?

Ik vind het product geschikt voor cliënten die visueel en meervoudig beperkt zijn omdat de zeehond geluid maakt, bewegingen maakt zoals met zijn staart zwiepen en ook zacht is om te voelen. Het is geschikt voor kinderen, meervoudig beperkten en verstandelijk beperkten. Als cliënt moet je wel in staat zijn om te voelen en dus de cliënt moet de zeehond kunnen aanraken.

Voor wie is dit product niet geschikt?

Dit product is niet geschikt voor cliënten die een (redelijk) hoog niveau hebben. Dit product is ook niet geschikt voor cliënten die er geen behoefte aan hebben.

Wat is het doel?

De cliënt kan plezier hebben met dit product maar het product kan ook troost bieden. Als je bijvoorbeeld verdrietig bent kan je de zeehond op schoot nemen en ermee knuffelen. De zeehond slaat stemmen en namen op zodat het contact met de cliënt persoonlijker wordt.

Verdieping

- geborgenheid geven: iemand kan zich veiliger voelen door deze zeehond door met hem te knuffelen.
- activeren van inactieve cliënten: een cliënt de zeehond geven om te stimuleren dat ze actief bezig gaan.
- tot rust brengen, ontspannen: je kan rustig worden door het gebruik van de zeehond.

Gebruiksgemak

De aan knop van de zeehond zit tussen zijn staart. Je kan de zeehond opladen door het oplaadpunt wat in zijn bek zit. De zeehond is makkelijk in gebruik en kan daardoor snel en goed ingezet worden voor een cliënt eventueel onder begeleiding. De zeehond moet wel opgeladen worden, de oplader ziet eruit als een speen. Als de zeehond leeg is maakt de zeehond 3 hoge piepjes. Als charge uit is weet je dat hij volledig opgeladen is.

Klaarmaken voor gebruik

Stap 1: zorg dat de zeehond volledig is opgeladen.

Stap 2: haal eventueel de oplader eruit en zet de zeehond aan met het knopje tussen zijn staart.

Stap 3: wacht even tot de zeehond is opgestart en geef hem dan aan de cliënt.

Stap 4: vanaf nu kan de cliënt de zeehond zelf te gaan gebruiken.

Stap 5: na het gebruik van de zeehond kan je de zeehond uitzetten met dezelfde knop als hoe hij aan moet. Doe de zeehond weer aan de oplader.

Aan de slag

Opdracht 1: Zet de zeehond aan, kriebel hem onder zijn kin en kijk wat er gebeurt.

Opdracht 2: Maak jezelf tijdelijk slechtziend of blind en maak gebruik van de zeehond.

Instructiefilm:

<https://youtu.be/h6D1Fx6PhtI>.